

番号	商品コード上段シルバー-下段ブラック	部品名	商品	備考
①	なし (119953)	新フレーム用ライト挿入クリップ		BKのみ 付属でネジ×2 ナット×2が付いています
②	119103 (111333)	ライト装着用パーツ / NewLED ライト・LEDライト		LEDライトに付いているクリップを外し②ライト装着用パーツに付け替えます。 ※ルーペに付いている接続部は外しませんのでご注意ください
③	32887 (32886)	ライト接続部 / NewLEDライト・LEDライト		LEDコソバノ外ライト共通
④	32885 (32884)	ライト接続ピン / LEDライト		LEDライトのみ取付可能
	1699 (6573)	中間ケーブル / NEW LED, LEDライト共通		
	22549	共用ACアダプター / NEW LED, LEDライト共通		
	29994 (29995)	コードクリップ / NEWLED, LEDライト共通		
	29992 (29993)	バッテリークリップ / NEWLED, LEDライト共通		
	28888 (28887)	替ライトパーツ / NewLEDライト		New LEDライト専用 (中間ケーブル付き) 32097 (32098) のクリップはついておりません
	28886 (28885)	替ライトパーツ / LEDライト		LEDライト専用 (中間ケーブル付き) 32097 (32098) のクリップはついておりません
	28876 (111629)	NewLEDライト 共用予備バッテリー		NewLEDライト/LEDライト共通

NewLEDライトパーツ構成【28168シルバー / 27709ブラック】



LEDライトパーツ構成【25909シルバー / 25910ブラック】

