


クリアビュールーペ仕様変更について

クリアビュールーペ TTLタイプのライト取付具に仕様変更がございました。

2025.5月頃からの入荷分は仕様変更品となっております。

仕様変更前後で下記写真にある様に取付具の形状が変更され付け替える事が、できなくなっております。
ご注文時される時にはご注意ください。



上記写真にある様にルーペに取り付ける為のネジが通る穴の位置が違う為
旧仕様と新仕様には互換性はありません。



番号	商品コード	上段シルバ-下段ラック	部品名	商品	備考
①	39310 (39309)		ライトプレート/New LEDLEDライト共通		NewLEDライト・LEDライト・Newジョル"外ライト 共通
②	104935		ワンタッチライト/TTL用取付具		
③	104934		ワンタッチライト/ユニバ-サルクリップ		
	103443 (103437)		ワンタッチライト/充電台		
	103438		ワンタッチライト/電源アダプター		
	103444 (103439)		ワンタッチライト/オレンジフィルター		
	103442 (103436)		ワンタッチライト/バッテリー		
	101242		USBケーブル		NewLEDジョル"外ライト共通
	103441 (103435)		ワンタッチライト/ライト部		
	103440		ワンタッチライト/六角レンチ		

ワンタッチエアライト構成【111935シルバ- / 111936ﾌﾞﾗｯｸ】



番号	商品コード	上段シルバー / 下段ブラック	部品名	商品	備考
①	なし (119953)		新フレーム用ライト挿入クリップ		BKのみ 付属でネジ×2 ナット×2が付いています
④	103443 (103437)		ワンタッチライト/充電台		
⑤	103438		ワンタッチライト/電源アダプター		
⑥	103444 (103439)		ワンタッチライト/レンズフィルター		
⑦	107242 (107243)		交換用バッテリー	No image	
⑧	101242		USBケーブル		NewLEDコンパクトライト共通

NewLEDコンパクトライト構成【100411シルバー / 100412ブラック】

