


クリアビュールーペ仕様変更について

クリアビュールーペ TTLタイプのライト取付具に仕様変更がございました。

2025.5月頃からの入荷分は仕様変更品となっております。

仕様変更前後で下記写真にある様に取付具の形状が変更され付け替える事が、できなくなっております。
ご注文時される時にはご注意ください。



上記写真にある様にルーペに取り付ける為のネジが通る穴の位置が違う為
旧仕様と新仕様には互換性はありません。



品号	商品コード	上段/シルバー/下段/ブラック	部品名	商品	備考
①	29849 (29850)		LEDライト / NewLED ライト		New LEDライトのみ取付可能
②	29990 (29991)		LEDライト / LEDライト		LEDライトのみ取付可能
③	31052 (31053)		カメラF/New LED,LEDライト共通		③-1はカメラF + ③-2はカメラF ③-3は③-1と③-2を合わせることでカメラF NewLEDライトに共通
③-1	39308 (39307)		カメラF/New LED,LEDライト共通		
③-2	39310 (39309)		カメラF/New LED,LEDライト共通		
④	32097 (32098)		カメラE/New LED,LEDライト共通		NewLEDコンパクトライト共通
④-1	29986 (29987)		カメラE/New LED,LEDライト共通		カメラEに取り付ける部品
⑤	32880 (32881)		カメラG/New LED,LEDライト共通		
⑥	32885 (32884)		接続部/New LED,LEDライト		LEDライトのみ取付可能
⑦	32887 (32886)		接続部/New LED,LEDライト共通		NewLEDコンパクトライト共通
	1699 (6573)		中間ケーブル/New LED,LEDライト共通		
	22549		共用ACアダプター/New LED,LEDライト共通		
	29994 (29995)		コードカメラ/NEWLED, LEDライト共通		
	29992 (29993)		カメラカメラ/NEWLED, LEDライト共通		
	28888 (28887)		カメラカメラ/NewLEDライト		New LEDライト専用 カメラや中間ケーブルは付属していません
	28886 (28885)		カメラカメラ/LEDライト		LEDライト専用 カメラや中間ケーブルは付属していません
	28876 (111629)		NewLEDライト 共用予備バッテリー		NewLEDライト/LEDライト共通

NewLEDライトパーツ構成【28168シルバー / 27709ブラック】




取付具組付状態



LEDライトパーツ構成【25909シルバー / 25910ブラック】



取付具組付状態



番号	商品コード	商品名	商品	備考
①	なし (119953)	新フレーム用挿入クリップ		BKのみ 付属でネジ×2 ナット×2が付いています
②	119103 (111333)	ライト装着用パーツ / NewLED ライト・LEDライト		LEDライトに付いているクリップを外し②ライト装着用パーツに付け替えます。 ※ルーペに付いている接続部は外しませんのでご注意ください
③	32887 (32886)	ライト接続部 / NewLEDライト・LEDライト		LEDコネクタライト共通
④	32885 (32884)	ライト接続コネクタ / LEDライト		LEDライトのみ取付可能
	1699 (6573)	中間ケーブル / NEW LED, LEDライト共通		
	22549	共用ACアダプター / NEW LED, LEDライト共通		
	29994 (29995)	コードクリップ / NEWLED, LEDライト共通		
	29992 (29993)	バッテリークリップ / NEWLED, LEDライト共通		
	28888 (28887)	替ライトパーツ / NewLEDライト		New LEDライト専用 クリップや中間ケーブルは付属しておりません
	28886 (28885)	替ライトパーツ / LEDライト		LEDライト専用 クリップや中間ケーブルは付属しておりません
	28876 (111629)	NewLEDライト 共用予備バッテリー		NewLEDライト/LEDライト共通

NewLEDライトパーツ構成【28168シルバ - / 27709ブラック】



LEDライトパーツ構成【25909シルバ - / 25910ブラック】

